

LP 2800/1

Demineralizační patrona, prázdná
pro manuální plnění pryskyřic na jedno použití.



- max. průtok: 800 l/h
- max. teplota napouštěné vody 40 °C – tlaková zatížitelnost 0,5–10 barů
- výška 56 cm, Ø 24 cm

EAN: 4002516881124 / Číslo materiálu: 12684720 / Číslo starého materiálu: 69431806D

Produktové zařazení

Myčky s přívodem čerstvé vody	•
Tankové myčky	•
Tankové myčky, průchozí	•
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Mycí a dezinfekční automaty	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•

Zařazení přístroje

G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•

LP 2800/1

Demineralizační patrona, prázdná
pro manuální plnění pryskyřic na jedno použití.

EAN: 4002516881124 / Číslo materiálu: 12684720 / Číslo starého materiálu: 69431806D



PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktová kategorie	
Úprava vody	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška brutto v mm	620
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	250
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	250
Hmotnost netto v kg	4,46
Hmotnost brutto v kg	5,11