

A 503

Vozík

bez přihrádek, pro čištění laboratorního skla/laboratorních potřeb.



- pro uložení modulů a nástavců
- podle velikosti lze použít až 6 modulů
- Horní lištu a horní vzpěru lze odstranit

EAN: 4002516854784 / Číslo materiálu: 12685380 /
Číslo starého materiálu: 69650302D

Produktové zařazení

Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř

•

Zařazení přístroje

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

Produktová kategorie

Vozík s modulovou spojkou

•

Produktové vlastnosti

Materiál

Nerez, Plast

Barva

Nerez, Černá

Oblasti použití

Příprava laboratorního skla

•

Rozměry a hmotnost

Vnější rozměr, výška brutto v mm

790

Vnější rozměr, šířka brutto v mm

715

Vnější rozměr, hloubka brutto v mm

860

Hmotnost netto v kg

11,40

Hmotnost brutto v kg

22,20