

A 505

Vozík

se 3 úrovněmi pro mytí laboratorního skla a potřeb.



- Pro uložení nástavců a síťových misek

EAN: 4002516854678 / Číslo materiálu: 12685400 / Číslo starého materiálu: 69650501D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktová kategorie	
Vozík pro nástavce	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Příprava síťových misek	•
Příprava různých pomůcek	•
Kapacita	
Sítové misky DIN [počet]	9
Sítové misky SPRI [počet]	6
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška brutto v mm	790
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	715
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	860
Hmotnost netto v kg	15,60
Hmotnost brutto v kg	26,40