

A 506

Vozík

se 4 úrovněmi pro mytí laboratorního skla a potřeb.



- Pro uložení nástavců a síťových misek

EAN: 4002516855200 / Číslo materiálu: 12686270 / Číslo starého materiálu: 69650601D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktová kategorie	
Vozík pro nástavce	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Příprava síťových misek	•
Příprava různých pomůcek	•
Kapacita	
Sítové misky DIN [počet]	12
Sítové misky SPRI [počet]	8
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	555
Vnější rozměr, šířka netto v mm	650
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	790
Vnější rozměr, výška brutto v mm	715
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	800
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	860
Hmotnost netto v kg	19,16
Hmotnost brutto v kg	29,96