

## A 600 Modul

pro optimální přípravu instrumentária pro roboticky asistovanou chirurgii.



- Vhodné pro 6 instrumentů, starší generace (S / Si)

EAN: 4002516854562 / Číslo materiálu: 12686280 /  
Číslo starého materiálu: 69660002D

<b>Produktové zařazení</b>	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Modul/úložný díl pro robotické instrumentárium	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava robotického instrumentária	•
<b>Kapacita</b>	
Robotické instrumentárium [počet]	6
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška brutto v mm	355
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	360
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	600
Hmotnost netto v kg	5,07
Hmotnost brutto v kg	5,63