

UGT F10 Nohy



EAN: 4002516860365 / Číslo materiálu: 12687190 / Číslo starého materiálu: 69506102D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Mycí a dezinfekční automaty	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktová kategorie	
Podstavec/sokl	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška brutto v mm	70
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	110
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	185
Hmotnost netto v kg	1,22
Hmotnost brutto v kg	6,40