

PG 8597

Průběžný změkčovač

pro průběžný odběr měkké vody při tvrdosti vody do 40 °dH.

EAN: 4002516860372 / Číslo materiálu: 12687200 / Číslo starého materiálu: 69859702D



- Výkon: průběžně 19 l/min, maximálně 30 l/min
- Volně stojící přístroj s kolečky, lze plnit shora
- 1 zásobník na 20 kg soli, 2 zásobníky na 4,5 l pryskyřice
- Množstvím řízený dvoukomorový systém, provoz bez proudu
- Přístroj disponuje připojením vody

Produktové zařazení	
Tankové myčky	•
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Mycí a dezinfekční automaty	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PTD 704	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktová kategorie	
Úprava vody	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Plast
Barva	Bílá
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška brutto v mm	680
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	390
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	380
Hmotnost netto v kg	18,60
Hmotnost brutto v kg	19,00