

DOS 60/30

Dávkovací čerpadlo

pro dávkování tekutých, neutrálních/alkalických médií.



- Pro dávkování tekutých čisticích prostředků
- Pro dávkování chemického dezinfekčního prostředku
- Pro dodatečnou vestavbu zákaznickým servisem Miele

EAN: 4002516854463 / Číslo materiálu: 12687820 / Číslo starého materiálu: 69225010D

Produktové zařazení

Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř

•

Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína

•

Zařazení přístroje

G 7825

•

G 7826

•

Produktová kategorie

Dávkovací systém

•

Produktové vlastnosti

Rychlost čerpání v ml/60 s

120

Délka sací trubice v mm

333

Rozměry a hmotnost

Vnější rozměr, výška brutto v mm

165

Vnější rozměr, šířka brutto v mm

205

Vnější rozměr, hloubka brutto v mm

486

Hmotnost netto v kg

0,85

Hmotnost brutto v kg

1,26