

DE-CS7-85/1

Kryt přístroje

pro horní zakrytí stroje, hloubka 70 cm, šířka 90 cm.



EAN: 4002516913900 / Číslo materiálu: 12832230 / Číslo starého materiálu: 69216013D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Mycí a dezinfekční automaty	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PLW 8683 CD	•
PWD 8682 CD	•
Produktová kategorie	
Víko	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	15
Vnější rozměr, šířka netto v mm	700
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	900
Vnější rozměr, výška brutto v mm	80
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	795
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	995
Hmotnost netto v kg	13,33
Hmotnost brutto v kg	16,89