

**Medieninformation****Die neue Guard-Baureihe auf einen Blick****Guard S1**

<b>Bauart</b>	Bodenstaubsauger mit Staubbeutel
<b>Positionierung</b>	Einstiegsklasse
<b>Leistungsaufnahme</b>	890 Watt
<b>Gewicht</b>	5,6 kg (inkl. Zubehör)
<b>Staubbeutel</b>	Miele HyClean Pure TU – 3,5 Liter Volumen; 99,99% Filtration i. V. m. Miele AirClean Filter; besteht zu 80% aus Recyclingmaterial  Sicheres Einrasten des Beutels an Vorrichtung des Staubsaugers mit akustischem Klicken für optimale Hygiene und zum Schutz des Saugers (ComfortFit)
<b>Aktionsradius</b>	10 Meter
<b>Bedienung</b>	Drehwahlschalter
<b>Leistungsstufen</b>	Vier (Gardinen/Textilien, Polstermöbel, Teppichböden, Hartböden)
<b>Zubehör</b>	Saugpinsel, Fugendüse und Polsterdüse
<b>Vernetzung</b>	Registrierung in der Miele App möglich (zeigt passendes Zubehör, Garantiestatus und Gebrauchsanweisung)
<b>Farben</b>	Brillantweiss, Obsidianschwarz, Casagrau, Terrarot
<b>Verfügbarkeit</b>	ab Februar 2025

## Guard M1

<b>Bauart</b>	Bodenstaubsauger mit Staubbeutel
<b>Positionierung</b>	Mittelklasse
<b>Leistungsaufnahme</b>	890 Watt
<b>Gewicht</b>	6,6 kg (inkl. Zubehör)
<b>Staubbeutel</b>	Miele HyClean Pure CO – 4,5 Liter Volumen; 99,99% Filtration i. V. m. Miele AirClean Filter; besteht zu 80% aus Recyclingmaterial  Sicheres Einrasten des Beutels an Halteplatte des Staubsaugers mit akustischem Klicken für optimale Hygiene und zum Schutz des Saugers (ComfortFit)
<b>Aktionsradius</b>	11 Meter
<b>Bedienung</b>	Mode-Taste
<b>Leistungsstufen</b>	Vier (Gardinen/Textilien, Polstermöbel, Teppichböden, Hartböden)
<b>Zubehör</b>	Saugpinsel, Fugendüse und Polsterdüse (im Gerät integriert)
<b>Vernetzung</b>	Registrierung in der Miele App möglich (zeigt passendes Zubehör, Garantiestatus und Gebrauchsanweisung)
<b>Farben</b>	Brillantweiss, Terrarot, Nordicblau, Obsidianschwarz, Sunsetgelb
<b>Verfügbarkeit</b>	ab Februar 2025

## Guard L1

<b>Bauart</b>	Bodenstaubsauger mit Staubbeutel
<b>Positionierung</b>	Premiumklasse
<b>Leistungsaufnahme</b>	550 Watt, 890 Watt (je nach Modell)
<b>Gewicht</b>	6,7 kg (inkl. Zubehör)
<b>Staubbeutel</b>	Miele HyClean Pure TU – 3,5 Liter Volumen; 99,99% Filtration i. V. m. Miele AirClean Filter; besteht zu 80% aus Recyclingmaterial  Sicheres Einrasten des Beutels an Halteplatte des Staubsaugers mit akustischem Klicken für optimale Hygiene und zum Schutz des Saugers (ComfortFit)
<b>Aktionsradius</b>	12 Meter
<b>Bedienung</b>	Grosses Bedienelement mit LED-Anzeige oder Farbdisplay (L1 Comfort)
<b>Leistungsstufen</b>	Vier (Gardinen/Textilien, Polstermöbel, Teppichböden, Hartböden) bzw. fünf inkl. Automatikmodus (L1 Comfort)
<b>Zubehör</b>	Saugpinsel, 2in1 Polster- und Fugendüse
<b>Vernetzung</b>	Registrierung in der Miele App möglich (zeigt passendes Zubehör, Garantiestatus und Gebrauchsanweisung) oder aktive Vernetzung mit Benachrichtigung, wenn Staubbeutel oder Filter gewechselt werden müssen (L1 Comfort)
<b>Farben</b>	Brillantweiss, Obsidianschwarz, Casagrau, Titanium Pearlfinish
<b>Verfügbarkeit</b>	ab Februar 2025

Zu diesem Text gibt es drei Fotos



**Foto 1:** Guard L1 (Foto: Miele)



**Foto 2:** Guard M1 (Foto: Miele)



**Foto 3:** Guard S1 (Foto: Miele)