



Pour nous contacter : outlet@miele.fr

Nous vous remercions de votre intérêt pour notre sélection d'appareils OUTLET MIELE. Voici quelques informations importantes concernant notre offre :

1. Magasins Distincts :

Liste OUTLET : Ce magasin propose des appareils exclusivement en ligne. Pour toute commande ou question, veuillez nous contacter à l'adresse outlet@miele.fr.

Magasin d'USINE : Situé au Blanc Mesnil, ce magasin vend des appareils uniquement sur place non présent sur la liste ci-dessous.

2. Disponibilité et Réponse : Notre équipe OUTLET s'engage à répondre rapidement à toutes vos demandes d'information et à confirmer la disponibilité des produits.

3. Mise à Jour de la Liste : Bien que nous fassions de notre mieux pour maintenir cette liste à jour, certains produits peuvent ne plus être disponibles au moment de votre demande.

4. État des Appareils : Les appareils proposés sur cette liste sont neufs, sans défauts, mais sans emballage d'origine. Ils bénéficient d'un reconditionnement adapté pour la livraison.

4. bis État des Appareils : Si vous recevez un appareil avec un défaut d'aspect, nous pourrions soit vous proposer un dédomagement, soit vous proposer une livraison d'un autre appareil s'il y a du stock sur la liste OUTLET, S'il n'y a pas de stock, nous vous rembourserons la commande de l'appareil

5. Garantie : Tous les appareils sont garantis 2 ans, avec la possibilité de souscrire à une extension de garantie allant jusqu'à 10 ans au total pour 429€ TTC.

6. Conditions de Livraison : La livraison est gratuite, sauf pour les MASTERCOOL l'installation des appareils n'est pas incluse. **Le délai est de +/- 12 jours**

L'installation d'une porte de lave vaisselle par un technicien Miele sera facturée 144 €.

Nous livrons gratuitement en France métropolitaine (hors îles, à l'exception de la Corse) et à Monaco.

7. Modes de Paiement : Le paiement peut être effectué par virement bancaire, PayPal ou lien de paiement sécurisé.

8. Informations à Fournir : Pour toute commande, merci de nous fournir vos informations complètes de facturation et de livraison :

Nom, Prénom ou Dénomination Sociale, adresse complète, et numéro de téléphone pour les livreurs.

9. Changement d'Avis : En cas de changement d'avis après la livraison, un forfait de 90 € sera facturé pour la reprise de l'appareil.

Mise à jour du 23 Janvier 2026 ❤️

Article	Type de produit	Référence Produit	Fiche produit	Stock	Prix catalogue	Eco Part	Remise	Prix Outlet
7241210	Repasseuses	B 995 D F		14	2 201,23 €	2,23	25%	1 650,92 €
Aspirateurs								
12034010	Aspirateurs sans sac	Blizzard CX1 C & D Flex Gris graphite CE		1	481,73 €	1,74	25%	361,30 €
12033990	Aspirateurs sans sac	Blizzard CX1 Flex Blanc CE		3	411,73 €	1,74	25%	308,80 €
12033960	Aspirateurs sans sac	Blizzard CX1 Parquet Bleu turquin CE		1	451,73 €	1,74	25%	338,80 €
12034000	Aspirateurs sans sac	Blizzard CX1 Parquet Flex Noir obsidiCE		1	471,73 €	1,74	25%	353,80 €
12034020	Aspirateurs sans sac	Blizzard CX1 Parquet XL Gris graphiteCE		1	466,73 €	1,74	25%	350,05 €
12033930	Aspirateurs sans sac	Blizzard CX1 Red Rouge mangue CE		2	391,73 €	1,74	25%	293,80 €
12433910	Aspirateurs sans sac	Boost CX1 125 Edition Blanc CE		3	316,73 €	1,74	30%	221,71 €
12433920	Aspirateurs sans sac	Boost CX1 125 Edition Noir obsidien CE		1	371,73 €	1,74	30%	260,21 €
11850040	Aspirateurs sans sac	Boost CX1 Allergy Gris cachemire CE		1	391,73 €	1,74	25%	293,80 €

11602450	Aspirateurs sans sac	Boost CX1 Blanc CE	♥	1	301,73 €	1,74	25%	226,30 €
11602500	Aspirateurs sans sac	Boost CX1 Gris graphite CE	♥	4	256,73 €	1,74	25%	192,55 €
11602470	Aspirateurs sans sac	Boost CX1 Noir obsidien CE	♥	1	301,73 €	1,74	25%	226,30 €
11602400	Aspirateurs sans sac	Boost CX1 Parquet Blanc CE	♥	3	351,73 €	1,74	25%	263,80 €
12558990	Aspirateurs avec sac	Guard L1 Parquet Blanc brillant CE	♥	1	431,73 €	1,74	25%	323,80 €
12559010	Aspirateurs avec sac	Guard L1 Parquet XL Blanc brillant CE	♥	1	431,73 €	1,74	25%	323,80 €
12558970	Aspirateurs avec sac	Guard L1 All Floor Noir obsidien CE	♥	1	421,73 €	1,74	25%	316,30 €
12558920	Aspirateurs avec sac	Guard L1 Allergy Blanc brillant CE	♥	1	401,73 €	1,74	25%	301,30 €
12654180	Aspirateurs avec sac	Guard M1 Jaune Ambré CE	♥	2	352,93 €	2,94	25%	264,70 €
12560320	Aspirateurs avec sac	Guard M1 Parquet Flex Blanc brillant CE	♥	1	422,93 €	2,94	25%	317,20 €
12560340	Aspirateurs avec sac	Guard M1 Parquet XL Blanc brillant CE	♥	1	348,93 €	2,94	25%	261,70 €
12560290	Aspirateurs avec sac	Guard M1 Silence Gris Acier CE	♥	2	362,93 €	2,94	25%	272,20 €
12654150	Aspirateurs avec sac	Guard M1 Standard Flex Bleu Nordique CE	♥	1	302,93 €	2,94	25%	227,20 €
12558430	Aspirateurs avec sac	Guard S1 Bleu Nordique CE	♥	2	231,73 €	1,74	25%	173,80 €
12739780	Aspirateurs avec sac	Guard S1 Bleu Nordique CE	♥	1	231,73 €	1,74	25%	173,80 €
12558400	Aspirateurs avec sac	Guard S1 Junior Rouge Ocre CE	♥	3	231,39 €	1,74	25%	173,54 €
12558410	Aspirateurs avec sac	Guard S1 Noir obsidien CE	♥	1	251,73 €	1,74	25%	188,80 €
12558450	Aspirateurs avec sac	Guard S1 Parquet Flex Blanc brillant CE	♥	1	291,73 €	1,74	25%	218,80 €
12558460	Aspirateurs avec sac	Guard S1 Parquet XL Blanc brillant CE	♥	1	286,73 €	1,74	25%	215,05 €
12377660	Aspirateur-balai (sans fil)	Duoflex HX1 Bleu Nordique EU1	♥	6	297,23 €	2,24	25%	222,92 €
12377730	Aspirateur-balai (sans fil)	Duoflex HX1 Extra Blanc brillant EU1	♥	1	402,23 €	2,24	25%	301,67 €
12377670	Aspirateur-balai (sans fil)	Duoflex HX1 Jaune Ambré EU1	♥	1	372,23 €	2,24	25%	279,17 €

Gros déstockage sur les sacs d'aspirateurs!




11476550

Dans la limite des stocks disponibles






































PACK XL GN ou FJM
8 sacs
+ Brosse SUB 20
Prix catalogue : 66,99 €





































Pour éviter toute erreur, veuillez vérifier la
couleur du support de sacs :
bleu ou **rouge**













PRIX OUTLET :
29, 99 €









11476580

Hottes								
10546740	Hottes aspir. prêtes à enc. et à enc.	DA 1200 inox F		2	704,67 €	4,68	25%	528,50 €
10861640	Groupes filtrants	DA 2628 Inox F		1	2 703,68 €	4,68	25%	2 027,76 €
11392240	Groupes filtrants	DA 2698 ED EXTA D		3	2 353,68 €	4,68	25%	1 765,26 €
10861680	Groupes filtrants	DA 2698 Inox F		2	2 403,68 €	4,68	25%	1 802,76 €
11392150	Hotte de plafond	DA 2808 ED EXTA D		2	2 554,00 €	4,68	40%	1 532,40 €
11862380	Hottes télescopiques Slimline	DAS 2620-60 ED EXTA D		1	574,67 €	4,68	25%	431,00 €
11862390	Hottes télescopiques Slimline	DAS 2920 EXTA Inox D		1	674,67 €	4,68	25%	506,00 €
10396280	Hottes décor Islande	PUR 98 D inox F		2	2 003,68 €	4,68	25%	1 502,76 €
Plaques de cuisson								
10933960	Dominos gaz	CS 1012-2 G F		1	1 503,68 €	4,68	30%	1 052,58 €
10686600	Dominos électriques/induction	CS 7612 FL F		1	1 903,68 €	4,68	25%	1 427,76 €
10686630	Dominos autres constructions	CS 7632 FL F		2	3 100,38 €	1,2	25%	2 325,29 €
12060490	Tables de cuisson Vitrocéramique	KM 6521 FR Inox F		1	1 004,67 €	4,68	25%	753,50 €
11126350	Tables de cuisson induction	KM 7164 FR Inox F		2	1 703,68 €	4,68	30%	1 192,58 €
12425220	Tables de cuisson induction	KM 7373 FL Noir F		1	1 503,68 €	4,68	25%	1 127,76 €
11126630	Tables de cuisson induction	KM 7575 FR Inox F		2	2 703,68 €	4,68	30%	1 892,58 €
11126720	Tables de cuisson induction	KM 7667 FR Inox F		1	2 503,68 €	4,68	30%	1 752,58 €
11512240	Tables de cuisson induction	KM 7679 FR Inox F		1	2 903,68 €	4,68	30%	2 032,58 €
11126780	Tables de cuisson induction	KM 7697 FL Noir F		3	3 703,68 €	4,68	30%	2 592,58 €
12379390	Tables de cuisson induction	KM 7897-2 FL Diamond Noir F		1	4 003,68 €	4,68	30%	2 802,58 €
12263240	Table cuisson avec hotte intégrée	KMDA 7272 FL-U Silence Noir F		1	3 003,68 €	4,68	25%	2 252,76 €
12263230	Table cuisson avec hotte intégrée	KMDA 7272 FR-U Silence Inox F		2	3 003,68 €	4,68	25%	2 252,76 €
11782440	Table cuisson avec hotte intégrée	KMDA 7476 FL Noir F		1	4 004,00 €	4,68	40%	2 402,40 €
11491360	Table cuisson avec hotte intégrée	KMDA 7634 FL Noir F		1	4 004,00 €	4,68	40%	2 402,40 €
12524630	Table cuisson avec hotte intégrée	KMDA 7676 FL-A BlackPerfection Noir F		6	3 703,68 €	4,68	25%	2 777,76 €
Fours								
11099690	Four vapeur 45 cm, basse pression	DG 2840 Inox antitraces F		2	1 613,64 €	14,64	25%	1 210,23 €
11100480	Four vapeur 45 cm, basse pression	DG 7440 Gris graphite F		1	2 513,64 €	14,64	30%	1 759,55 €
11100490	Four vapeur 45 cm, basse pression	DG 7440 Inox antitraces F		1	2 313,64 €	14,64	25%	1 735,23 €
12093620	Four vapeur 45 cm, combiné avec four	DGC 7340 HC Pro Inox antitraces F		1	3 213,64 €	14,64	30%	2 249,55 €
12093700	Four vapeur 45 cm, combiné avec four	DGC 7440 HC Pro Inox antitraces F		1	3 213,64 €	14,64	25%	2 410,23 €
11100810	Four vapeur 45 cm, combiné micro-ondes	DGM 7440 Gris graphite F		1	3 013,64 €	14,64	30%	2 109,55 €
11100800	Four vapeur 45 cm, combiné micro-ondes	DGM 7440 Noir obsidien F		1	3 013,64 €	14,64	25%	2 260,23 €
11100850	Four vapeur 45 cm, combiné micro-ondes	DGM 7640 Gris graphite F		1	4 113,64 €	14,64	30%	2 879,55 €
11100840	Four vapeur 45 cm, combiné micro-ondes	DGM 7640 Noir obsidien F		1	4 113,64 €	14,64	25%	3 085,23 €
11708770	Four vapeur 45 cm, combiné micro-ondes	DGM 7645 Inox antitraces BNE		1	4 113,64 €	14,64	40%	2 468,18 €
12094560	Four vapeur 45 cm, combiné avec four	DGC 7640 HC Pro Inox antitraces F		1	4 013,64 €	14,64	25%	3 010,23 €
12094530	Four vapeur 45 cm, combiné avec four	DGC 7640 HC Pro Noir obsidien F		1	4 213,64 €	14,64	25%	3 160,23 €
12095030	Four vapeur 45 cm, combiné avec four	DGC 7840 HC Pro Gris graphite F		1	4 813,64 €	14,64	25%	3 610,23 €

11108350	Fours compacts avec micro-ondes 45 cm	H 7140 BM Inox antitraces	F		1	2 013,64 €	14,64	25%	1 510,23 €
11108400	Fours compacts avec micro-ondes 45 cm	H 7240 BM Inox antitraces	F		1	2 013,64 €	14,64	25%	1 510,23 €
11108590	Fours compacts avec micro-ondes 45 cm	H 7440 BMX Noir obsidien	F		1	2 813,64 €	14,64	25%	2 110,23 €
11108740	Fours compacts avec micro-ondes 45 cm	H 7640 BM Gris graphite	F		1	3 213,64 €	14,64	40%	1 928,18 €
11108730	Fours compacts avec micro-ondes 45 cm	H 7640 BM Noir obsidien	F		1	3 213,64 €	14,64	25%	2 410,23 €
12305190	Fours compacts avec micro-ondes 45 cm	H 7840 BMX 125 Gala Ed Noir mat obsidF			1	3 813,64 €	14,64	25%	2 860,23 €
12647480	Fours compacts avec micro-ondes 45 cm	H 7840 BMX Beige perle	EU3		1	3 713,64 €	14,64	25%	2 785,23 €
11108440	Fours compacts sans micro-ondes 45 cm	H 7244 BP Inox antitraces	F		1	2 213,64 €	14,64	25%	1 660,23 €
11108840	Fours compacts sans micro-ondes 45 cm	H 7840 BP Inox antitraces	F		1	4 313,64 €	14,64	25%	3 235,23 €
11108920	Fours compacts sans micro-ondes 45 cm	H 7840 BPX Gris graphite	F		1	4 513,64 €	14,64	30%	3 159,55 €
11233730	Four Dialog	DO 7860 Gris	F		1	10 013,64 €	14,64	30%	7 009,55 €
11233740	Four Dialog	DO 7860 Inox anti-traces	F		1	10 013,64 €	14,64	30%	7 009,55 €
11819040	Four vapeur 60 cm comb., cavité émail	DGC 7450 Inox antitraces	F		1	2 313,64 €	14,64	25%	1 735,23 €
12094230	Four vapeur 60 cm, combiné avec four	DGC 7460 HC Pro Inox antitraces	F		1	3 713,64 €	14,64	25%	2 785,23 €
12095500	Four vapeur 60 cm, combiné avec four	DGC 7860 HCX Pro Noir obsidien	F		1	5 513,64 €	14,64	25%	4 135,23 €
12095560	Four vapeur 60 cm, combiné avec four	DGC 7865 HC Pro Noir obsidien	F		1	5 713,64 €	14,64	25%	4 285,23 €
12095610	Four vapeur 60 cm, combiné avec four	DGC 7865 HCX Pro Noir obsidien	F		1	5 713,64 €	14,64	25%	4 285,23 €
11604630	Fours encastrables <= 60 cm	H 7260 BP Gris graphite	F		1	1 813,64 €	14,64	25%	1 360,23 €
11100070	Micro-ondes encastrable, niche 35 cm	M 2224 SC Noir obsidien	F		7	1 003,79 €	3,8	25%	752,84 €
11100130	Micro-ondes encastrable, niche 45 cm	M 7240 TC Inox antitraces	F		1	1 402,80 €	3,8	25%	1 052,10 €
11100150	Micro-ondes encastrable, niche 45 cm	M 7244 TC Noir obsidien	F		1	1 702,80 €	3,8	25%	1 277,10 €
Tiroirs culinaires									
11095410	Tiroirs chauffants / rangement	ESW 7010 Gris graphite	F		1	1 333,68 €	4,68	25%	1 000,26 €
11095400	Tiroirs chauffants / rangement	ESW 7010 Noir obsidien	F		2	1 333,68 €	4,68	25%	1 000,26 €
11293680	Tiroirs chauffants / rangement	ESW 7030 Gris graphite	F		1	1 533,68 €	4,68	30%	1 073,58 €
11293670	Tiroirs chauffants / rangement	ESW 7030 Noir obsidien	F		1	1 533,68 €	4,68	25%	1 150,26 €
12686520	Tiroir de mise sous vide	EVS 7010 Beige perle	EU3		1	2 999,36 €	0,36	25%	2 249,52 €
11095670	Tiroir de mise sous vide	EVS 7010 Gris graphite	F		1	2 999,36 €	0,36	25%	2 249,52 €
Lave-vaisselles									
11493190	Lave-vaisselles posables 45 cm	G 5430 SC Blanc brillant	F		1	1 107,00 €	15,42	40%	664,20 €
12169860	Lave-vaisselles posables 45 cm	G 5540 SC SL Active Blanc brillant	F		2	1 015,41 €	15,42	25%	761,56 €
12169290	Lave-vaisselles posables 60 cm	G 5110 Active Blanc brillant	F		1	1 015,41 €	15,42	30%	710,79 €
12169400	Lave-vaisselle intégrable 60 cm	G 5110 i Active Inox antitraces	F		1	1 164,42 €	15,42	30%	815,09 €
12169410	Lave-vaisselle intégrable 60 cm	G 5110 SCi Active Blanc brillant	F		5	1 114,42 €	15,42	40%	668,65 €
12652660	Lave-vaisselle intégrable 60 cm	G 5410 SCi Active Plus Blanc brillant	F		1	1 364,42 €	15,42	30%	955,09 €
12428150	Lave-vaisselle intégrable 60 cm	G 7130 SCi AutoDos Inox antitraces	F		1	1 864,42 €	15,42	30%	1 305,09 €
12428320	Lave-vaisselle tout intégrable 60 cm	G 7260 SCVi Inox	F		2	1 564,42 €	15,42	25%	1 173,32 €
Réfrigérateurs et congélateurs									
12519380	Congélateurs encastrables	FNUS 7040 D	EU1		1	1 563,68 €	14,68	25%	1 172,76 €
12449050	Congélateurs encastrables <= 88 cm	FNS 7140 C RE	EU1		1	1 713,68 €	14,68	25%	1 285,26 €






12361980	Congélateurs encastrables > 88 cm	FNS 7740 D LI EU1		1	2 573,24 €	24,24	25%	1 929,93 €
12364410	Réfrigérateurs encastrables	K 31252 Ui-1 EU1		1	1 673,24 €	24,24	40%	1 003,94 €
11641100	Réfrigérateurs intégrables > 88 cm	K 7364 D RE EU1		1	1 997,00 €	24,24	40%	1 198,20 €
12444980	Réfrigérateurs intégrables > 88 cm	K 7797 C L ActiveDoor EU1		1	4 023,24 €	24,24	25%	3 017,43 €
12444970	Réfrigérateurs intégrables > 88 cm	K 7797 C R ActiveDoor EU1		1	4 023,24 €	24,24	25%	3 017,43 €
9014840	Réfrigérateurs encastrables	K5122Ui D		1	1 389,00 €	14,68	40%	833,40 €
11990710	Combinés intégrables	KDN 7724 E Active EU1		2	1 423,24 €	24,24	25%	1 067,43 €
11641980	Combinés intégrables	KF 7731 E EU1		1	1 691,24 €	24,24	30%	1 183,87 €
11951000	Congélateurs ds bas, combiné à poser	KFN 4777 CD EU1		1	1 767,00 €	24,24	40%	1 060,20 €
11954070	Congélateurs ds bas, combiné à poser	KFN 4796 CD edt/cs EU1		11	1 829,20 €	30,2	25%	1 371,90 €
12431110	Réfrigérateurs à poser > 90 cm	KS 4783 DD EU1		1	1 423,24 €	24,24	30%	996,27 €
12519110	Réfrigérateurs encastrables	KU 7015 D EU1		3	1 663,68 €	14,68	25%	1 247,76 €

Caves à vin

12156840	Armoires de mise à température à poser	KWT 4995 F sw EU1		1	6 529,20 €	30,2	25%	4 896,90 €
12497000	Armoires de mise à température intégrabl	KWT 6322 UG-1 EU1		1	4 323,24 €	24,24	40%	2 593,94 €
12364280	Caves à vin intégrables	KWT 6422 iG-1 SW RE EU1		1	4 023,24 €	24,24	25%	3 017,43 €
12364320	Caves à vin intégrables	KWT 6722 iS-1 RE EU1		1	5 029,20 €	30,2	25%	3 771,90 €
11186570	Caves à vin intégrables	KWT 7112 iG GR EU1		1	3 313,68 €	14,68	25%	2 485,26 €
12519560	Armoires de mise à température intégrabl	KWTUS 7096 E SW RE EU1		1	4 023,24 €	24,24	25%	3 017,43 €

Soin du linge

Chères clientes, chers clients,
 Les machines à laver ci-dessous sont des produits ayant des défauts esthétiques. (coups, rayures....)
 Tous ces appareils sont neufs, parfaitement fonctionnels et garantis 2 ans
 Une étendue de garantie est toujours possible pour 8 ans supplémentaires.
 Cette liste a seulement un but informatif car **aucun ne sera vendu en ligne** mais uniquement sur
 le magasin du **Blanc Mesnil** afin d'assurer la transparence totale sur les défauts.
 Merci pour votre attention.
 L'équipe Outlet

12455090	Lave-linge chargement frontal	WCB690 WCS 125 Edition F		1	1 514,42 €	15,42	25%	1 135,82 €
12130280	Lave-linge chargement frontal	WCD164 WCS 9kg F		1	1 314,42 €	15,42	25%	985,82 €
12455150	Lave-linge chargement frontal	WEI885 WPS 125 Gala Ed F		1	1 814,42 €	15,42	25%	1 360,82 €
12455130	Lave-linge chargement frontal	WWB680 WCS 125 Edition F		1	1 514,42 €	15,42	25%	1 135,82 €
12738450	Lave-linge chargement frontal	WSG883 WCS PWash &TDos &Steam F		1	1 514,42 €	15,42	25%	1 135,82 €