



Pour nous contacter : outlet@miele.fr

Nous vous remercions de votre intérêt pour notre sélection d'appareils OUTLET MIELE. Voici quelques informations importantes concernant notre offre :

1. Magasins Distincts :

Liste OUTLET : Ce magasin propose des appareils exclusivement en ligne. Pour toute commande ou question, veuillez nous contacter à l'adresse outlet@miele.fr.

Magasin d'USINE : Situé au Blanc Mesnil, ce magasin vend des appareils uniquement sur place **non présent sur la liste ci-dessous**.

2. Disponibilité et Réponse : Notre équipe OUTLET s'engage à répondre rapidement à toutes vos demandes d'information et à confirmer la disponibilité des produits.

3. Mise à Jour de la Liste : Bien que nous fassions de notre mieux pour maintenir cette liste à jour, certains produits peuvent ne plus être disponibles au moment de votre demande.

4. État des Appareils : Les appareils proposés sur cette liste sont neufs, sans défauts, mais sans emballage d'origine. Ils bénéficient d'un reconditionnement adapté pour la livraison.

4. bis État des Appareils : Si vous recevez un appareil avec un défaut d'aspect, nous pourrions soit vous proposer un dédomagement, soit vous proposer une livraison d'un autre appareil s'il y a du stock sur la liste OUTLET, S'il n'y a pas de stock, nous vous rembourserons la commande de l'appareil

5. Garantie : Tous les appareils sont garantis 2 ans, avec la possibilité de souscrire à une extension de garantie allant jusqu'à 10 ans au total pour 429€ TTC.

6. Conditions de Livraison : La livraison est gratuite, sauf pour les MASTERCOOL l'installation des appareils n'est pas incluse. **Le délai est de +/- 12 jours**

L'installation d'une porte de lave vaisselle par un technicien Miele sera facturée 144 €.

Nous livrons gratuitement en France métropolitaine (hors îles, à l'exception de la Corse) et à Monaco.

7. Modes de Paiement : Le paiement peut être effectué par virement bancaire, PayPal ou lien de paiement sécurisé.

8. Informations à Fournir : Pour toute commande, merci de nous fournir vos informations complètes de facturation et de livraison :

Nom, Prénom ou Dénomination Sociale, adresse complète, et numéro de téléphone pour les livreurs.

9. Changement d'Avis : En cas de changement d'avis après la livraison, un forfait de 90 € sera facturé pour la reprise de l'appareil.

Mise à jour du 6 février 2026 📅

Article	Type de produit	Référence Produit	Fiche produit	Stock	Prix catalogue	Eco Part	Remise	Prix Outlet
07241210	Repasseuses	B 995 D F		5	2 201,23 €	2,23 €	25%	1 650,92 €
Aspirateurs								
12034010	Aspirateurs sans sac	Blizzard CX1 C & D Flex Gris graphite CE		1	481,73 €	1,74 €	25%	361,30 €
12033960	Aspirateurs sans sac	Blizzard CX1 Parquet Bleu turquin CE		1	451,73 €	1,74 €	25%	338,80 €
12034020	Aspirateurs sans sac	Blizzard CX1 Parquet XL Gris graphite CE		1	466,73 €	1,74 €	25%	350,05 €
12033930	Aspirateurs sans sac	Blizzard CX1 Red Rouge mangue CE		2	391,73 €	1,74 €	25%	293,80 €
12433910	Aspirateurs sans sac	Boost CX1 125 Edition Blanc CE		3	371,73 €	1,74 €	30%	260,21 €
12433920	Aspirateurs sans sac	Boost CX1 125 Edition Noir obsidien CE		1	371,73 €	1,74 €	30%	260,21 €
11850040	Aspirateurs sans sac	Boost CX1 Allergy Gris cachemire CE		1	391,73 €	1,74 €	25%	293,80 €
11602450	Aspirateurs sans sac	Boost CX1 Blanc CE		2	301,73 €	1,74 €	25%	226,30 €
11602500	Aspirateurs sans sac	Boost CX1 Gris graphite CE		4	301,73 €	1,74 €	25%	226,30 €
11602470	Aspirateurs sans sac	Boost CX1 Noir obsidien CE		1	301,73 €	1,74 €	25%	226,30 €
11602400	Aspirateurs sans sac	Boost CX1 Parquet Blanc CE		3	351,73 €	1,74 €	25%	263,80 €

12034790	Aspirateurs avec sac	Complete C2 Parquet XL Gris graphite CE		1	342,93 €	2,94 €	25%	257,20 €
12558970	Aspirateurs avec sac	Guard L1 All Floor Noir obsidien CE		1	421,73 €	1,74 €	25%	316,30 €
12558920	Aspirateurs avec sac	Guard L1 Allergy Blanc brillant CE		1	401,73 €	1,74 €	25%	301,30 €
12558870	Aspirateurs avec sac	Guard L1 Bleu Nordique CE		1	351,73 €	1,74 €	25%	263,80 €
12559010	Aspirateurs avec sac	Guard L1 Parquet XL Blanc brillant CE		1	431,73 €	1,74 €	25%	323,80 €
12560320	Aspirateurs avec sac	Guard M1 Parquet Flex Blanc brillant CE		1	422,93 €	2,94 €	25%	317,20 €
12560340	Aspirateurs avec sac	Guard M1 Parquet XL Blanc brillant CE		1	408,93 €	2,94 €	25%	306,70 €
12739780	Aspirateurs avec sac	Guard S1 Bleu Nordique CE		1	231,73 €	1,74 €	25%	173,80 €
12558410	Aspirateurs avec sac	Guard S1 Noir obsidien CE		1	251,73 €	1,74 €	25%	188,80 €
12558460	Aspirateurs avec sac	Guard S1 Parquet XL Blanc brillant CE		1	336,73 €	1,74 €	25%	252,55 €
12377660	Aspirateur-balai (sans fil)	Duoflex HX1 Bleu Nordique EU1		3	372,23 €	2,24 €	25%	279,17 €
12377730	Aspirateur-balai (sans fil)	Duoflex HX1 Extra Blanc brillant EU1		1	402,23 €	2,24 €	25%	301,67 €
12377670	Aspirateur-balai (sans fil)	Duoflex HX1 Jaune Ambré EU1		1	372,23 €	2,24 €	25%	279,17 €
12181430	Aspirateur-balai (sans fil)	Triflex HX1 Flash Gris graphite EU1		1	562,23 €	2,24 €	25%	421,67 €

Gros déstockage sur les sacs d'aspirateurs!



11476550

Dans la limite des stocks disponibles

PACK XL GN ou FJM
8 sacs
+ Brosse SUB 20
Prix catalogue : 66,99 €

Pour éviter toute erreur, veuillez vérifier la
couleur du support de sacs :
bleu ou rouge

PRIX OUTLET :
29, 99 €



11476580

Hottes									
10546740	Hottes aspir. prêtes à enc. et à enc.	DA 1200 inox	F		2	704,67 €	4,68 €	25%	528,50 €
10861640	Groupes filtrants	DA 2628 Inox	F		1	2 703,68 €	4,68 €	25%	2 027,76 €
11392240	Groupes filtrants	DA 2698 ED EXTA D			3	2 353,68 €	4,68 €	40%	1 412,21 €
10861680	Groupes filtrants	DA 2698 Inox	F		2	2 403,68 €	4,68 €	25%	1 802,76 €
11392150	Hotte de plafond	DA 2808 ED EXTA D			2	2 554,00 €	4,68 €	40%	1 532,40 €
11862380	Hottes télescopiques Slimline	DAS 2620-60 ED EXTA D			1	574,67 €	4,68 €	40%	344,80 €
11862390	Hottes télescopiques Slimline	DAS 2920 EXTA Inox	D		1	674,67 €	4,68 €	40%	404,80 €
10396280	Hottes décor Islande	PUR 98 D inox	F		2	2 003,68 €	4,68 €	25%	1 502,76 €
Plaques de cuisson									
10933960	Dominos gaz	CS 1012-2 G	F		1	1 503,68 €	4,68 €	30%	1 052,58 €

10686600	Dominos électriques/induction	CS 7612 FL F		1	1 903,68 €	4,68 €	25%	1 427,76 €
10686630	Dominos autres constructions	CS 7632 FL F		2	3 100,38 €	1,20 €	25%	2 325,29 €
12060490	Tables de cuisson HiLight	KM 6521 FR Inox F		1	1 004,67 €	4,68 €	25%	753,50 €
11126350	Tables de cuisson induction	KM 7164 FR Inox F		2	1 703,68 €	4,68 €	30%	1 192,58 €
12425220	Tables de cuisson induction	KM 7373 FL Noir F		1	1 503,68 €	4,68 €	25%	1 127,76 €
11126630	Tables de cuisson induction	KM 7575 FR Inox F		2	2 703,68 €	4,68 €	30%	1 892,58 €
11512240	Tables de cuisson induction	KM 7679 FR Inox F		1	2 903,68 €	4,68 €	30%	2 032,58 €
11126780	Tables de cuisson induction	KM 7697 FL Noir F		3	3 703,68 €	4,68 €	30%	2 592,58 €
12379390	Tables de cuisson induction	KM 7897-2 FL Diamond Noir F		1	4 003,68 €	4,68 €	30%	2 802,58 €
12263240	Table cuisson avec hotte intégrée	KMDA 7272 FL-U Silence Noir F		1	3 003,68 €	4,68 €	25%	2 252,76 €
12263230	Table cuisson avec hotte intégrée	KMDA 7272 FR-U Silence Inox F		2	3 003,68 €	4,68 €	25%	2 252,76 €
11491360	Table cuisson avec hotte intégrée	KMDA 7634 FL Noir F		1	4 004,00 €	4,68 €	40%	2 402,40 €
12524630	Table cuisson avec hotte intégrée	KMDA 7676 FL-A BlackPerfection Noir F		2	3 703,68 €	4,68 €	25%	2 777,76 €
Fours								
11099690	Four vapeur 45 cm, basse pression	DG 2840 Inox antitraces F		2	1 613,64 €	14,64 €	25%	1 210,23 €
11100480	Four vapeur 45 cm, basse pression	DG 7440 Gris graphite F		1	2 513,64 €	14,64 €	30%	1 759,55 €
11100490	Four vapeur 45 cm, basse pression	DG 7440 Inox antitraces F		1	2 313,64 €	14,64 €	25%	1 735,23 €
11100470	Four vapeur 45 cm, basse pression	DG 7440 Noir obsidien F		1	2 513,64 €	14,64 €	25%	1 885,23 €
12093620	Four vapeur 45 cm, combiné avec four	DGC 7340 HC Pro Inox antitraces F		1	3 213,64 €	14,64 €	30%	2 249,55 €
12093700	Four vapeur 45 cm, combiné avec four	DGC 7440 HC Pro Inox antitraces F		1	3 213,64 €	14,64 €	25%	2 410,23 €
12094120	Four vapeur 45 cm, combiné avec four	DGC 7445 HC Pro Inox antitraces F		1	3 413,64 €	14,64 €	25%	2 560,23 €
12094130	Four vapeur 45 cm, combiné avec four	DGC 7445 HCX Pro Blanc brillant F		1	3 609,00 €	14,64 €	40%	2 165,40 €
12094530	Four vapeur 45 cm, combiné avec four	DGC 7640 HC Pro Noir obsidien F		1	4 213,64 €	14,64 €	25%	3 160,23 €
12095030	Four vapeur 45 cm, combiné avec four	DGC 7840 HC Pro Gris graphite F		1	4 813,64 €	14,64 €	25%	3 610,23 €
11100810	Four vapeur 45 cm, combiné micro-ondes	DGM 7440 Gris graphite F		1	3 013,64 €	14,64 €	30%	2 109,55 €
11100850	Four vapeur 45 cm, combiné micro-ondes	DGM 7640 Gris graphite F		1	4 113,64 €	14,64 €	30%	2 879,55 €
11100840	Four vapeur 45 cm, combiné micro-ondes	DGM 7640 Noir obsidien F		1	4 113,64 €	14,64 €	25%	3 085,23 €
11708770	Four vapeur 45 cm, combiné micro-ondes	DGM 7645 Inox antitraces BNE		1	4 113,64 €	14,64 €	40%	2 468,18 €
11108350	Fours compacts avec micro-ondes 60 p.	H 7140 BM Inox antitraces F		1	2 013,64 €	14,64 €	25%	1 510,23 €
11108400	Fours compacts avec micro-ondes 60 p.	H 7240 BM Inox antitraces F		2	2 013,64 €	14,64 €	25%	1 510,23 €
11108440	Fours compacts sans micro-ondes	H 7244 BP Inox antitraces F		1	2 213,64 €	14,64 €	25%	1 660,23 €
11108740	Fours compacts avec micro-ondes 60 p.	H 7640 BM Gris graphite F		1	3 213,64 €	14,64 €	40%	1 928,18 €
11108730	Fours compacts avec micro-ondes 60 p.	H 7640 BM Noir obsidien F		1	3 213,64 €	14,64 €	25%	2 410,23 €
12305190	Fours compacts avec micro-ondes 60 p.	H 7840 BMX 125 Gala Ed Noir mat obsidF		1	3 813,64 €	14,64 €	25%	2 860,23 €
12647480	Fours compacts avec micro-ondes 60 p.	H 7840 BMX Beige perle EU3		1	3 713,64 €	14,64 €	25%	2 785,23 €
11108840	Fours compacts sans micro-ondes	H 7840 BP Inox antitraces F		1	4 313,64 €	14,64 €	25%	3 235,23 €
11108920	Fours compacts sans micro-ondes	H 7840 BPX Gris graphite F		1	4 513,64 €	14,64 €	30%	3 159,55 €
11233730	Four Dialog	DO 7860 Gris F		1	10 013,64 €	14,64 €	30%	7 009,55 €
11233740	Four Dialog	DO 7860 Inox anti-traces F		1	10 013,64 €	14,64 €	30%	7 009,55 €
12093290	Four vapeur 60 cm comb., cavité email	DGC 7250 Inox antitraces F		1	2 013,64 €	14,64 €	25%	1 510,23 €
11819040	Four vapeur 60 cm comb., cavité email	DGC 7450 Inox antitraces F		1	2 313,64 €	14,64 €	25%	1 735,23 €
11100070	Micro-ondes encastrable, niche 35 cm	M 2224 SC Noir obsidien F		7	1 003,79 €	3,80 €	25%	752,84 €
Tiroirs culinaires								
11095410	Tiroirs chauffants / rangement	ESW 7010 Gris graphite F		1	1 333,68 €	4,68 €	25%	1 000,26 €

11095400	Tiroirs chauffants / rangement	ESW 7010 Noir obsidien F		2	1 333,68 €	4,68 €	25%	1 000,26 €
11293680	Tiroirs chauffants / rangement	ESW 7030 Gris graphite F		1	1 533,68 €	4,68 €	30%	1 073,58 €
11293670	Tiroirs chauffants / rangement	ESW 7030 Noir obsidien F		1	1 533,68 €	4,68 €	25%	1 150,26 €
12686520	Tiroir de mise sous vide	EVS 7010 Beige perle EU3		1	2 999,36 €	0,36 €	25%	2 249,52 €
11095670	Tiroir de mise sous vide	EVS 7010 Gris graphite F		1	2 999,36 €	0,36 €	25%	2 249,52 €

Lave-vaisselles

11493190	Lave-vaisselles posables 45 cm	G 5430 SC Blanc brillant F		1	1 107,00 €	15,42 €	40%	664,20 €
12169860	Lave-vaisselles posables 45 cm	G 5540 SC SL Active Blanc brillant F		2	1 015,41 €	15,42 €	25%	761,56 €
12169400	Lave-vaisselle intégrable 60 cm (sans habillage)	G 5110 i Active Inox antitraces F		1	1 164,42 €	15,42 €	30%	815,09 €
12169410	Lave-vaisselle intégrable 60 cm (sans habillage)	G 5110 SCi Active Blanc brillant F		3	1 114,42 €	15,42 €	40%	668,65 €
12652660	Lave-vaisselle intégrable 60 cm (sans habillage)	G 5410 SCi Active Plus Blanc brillantF		1	1 364,42 €	15,42 €	30%	955,09 €
12428150	Lave-vaisselle intégrable 60 cm (sans habillage)	G 7130 SCi AutoDos Inox antitraces F		1	1 864,42 €	15,42 €	30%	1 305,09 €

Réfrigérateurs et congélateurs

12665170	Congélateurs coffre > 90 cm	FN 4322 C EU1		1	1 223,24 €	24,24 €	25%	917,43 €
12449050	Congélateurs encastrables <= 88 cm	FNS 7140 C RE EU1		1	1 713,68 €	14,68 €	25%	1 285,26 €
12361980	Congélateurs encastrables > 88 cm	FNS 7740 D LI EU1		1	2 573,24 €	24,24 €	25%	1 929,93 €
12364410	Réfrigérateurs encastrables	K 31252 Ui-1 EU1		1	1 673,24 €	24,24 €	40%	1 003,94 €
11641100	Réfrigérateurs intégrables > 88 cm	K 7364 D RE EU1		1	1 997,00 €	24,24 €	40%	1 198,20 €
09014840	Réfrigérateurs encastrables	K5122Ui D		1	1 389,00 €	14,68 €	40%	833,40 €
11990710	Combinés intégrables	KDN 7724 E Active EU1		2	1 423,24 €	24,24 €	25%	1 067,43 €
12445210	Combinés intégrables	KFN 7795 C RE EU1		1	3 723,24 €	24,24 €	25%	2 792,43 €
12519110	Réfrigérateurs encastrables	KU 7015 D EU1		2	1 663,68 €	14,68 €	25%	1 247,76 €
11951000	Congélateurs ds bas, combiné à poser	KFN 4777 CD EU1		1	1 767,00 €	24,24 €	40%	1 060,20 €
11954070	Congélateurs ds bas, combiné à poser	KFN 4796 CD edt/cs EU1		5	1 829,20 €	30,20 €	25%	1 371,90 €
12431110	Réfrigérateurs à poser > 90 cm	KS 4783 DD EU1		1	1 423,24 €	24,24 €	30%	996,27 €

Caves à vin

12156840	Armoires de mise à température à poser	KWT 4995 F sw EU1		1	6 529,20 €	30,20 €	25%	4 896,90 €
12497000	Armoires de mise à température intégrabl	KWT 6322 UG-1 EU1		1	4 323,24 €	24,24 €	40%	2 593,94 €
12615910	Caves à vin intégrables	KWT 6422 iG-1 pb RE EU1		1	4 023,24 €	24,24 €	25%	3 017,43 €
12364280	Caves à vin intégrables	KWT 6422 iG-1 SW RE EU1		1	4 023,24 €	24,24 €	25%	3 017,43 €
12364320	Caves à vin intégrables	KWT 6722 iS-1 RE EU1		1	5 029,20 €	30,20 €	25%	3 771,90 €
11186570	Caves à vin intégrables	KWT 7112 iG GR EU1		1	3 313,68 €	14,68 €	25%	2 485,26 €
12519560	Armoires de mise à température intégrabl	KWTUS 7096 E SW RE EU1		1	4 023,24 €	24,24 €	25%	3 017,43 €

Chères clientes, chers clients,

Nous allons mettre en pause la liste pour le mois de **Février** car les stocks, grâce à votre fidélité, ont grandement diminué.

Nous vous donnons donc rendez vous le **6 Mars** pour la prochaine mise à jour.

Merci pour votre attention.
L'équipe Outlet