



Pour nous contacter : outlet@miele.fr

Nous vous remercions de votre intérêt pour notre sélection d'appareils OUTLET MIELE. Voici quelques informations importantes concernant notre offre :

1. Magasins Distincts :

Liste OUTLET : Ce magasin propose des appareils exclusivement en ligne. Pour toute commande ou question, veuillez nous contacter à l'adresse outlet@miele.fr.

Magasin d'USINE : Situé au Blanc Mesnil, ce magasin vend des appareils uniquement sur place **non présent sur la liste ci-dessous**.

2. Disponibilité et Réponse : Notre équipe OUTLET s'engage à répondre rapidement à toutes vos demandes d'information et à confirmer la disponibilité des produits.

3. Mise à Jour de la Liste : Bien que nous fassions de notre mieux pour maintenir cette liste à jour, certains produits peuvent ne plus être disponibles au moment de votre demande.

4. État des Appareils : Les appareils proposés sur cette liste **sont neufs, sans défauts, mais sans emballage d'origine**. Ils bénéficient d'un reconditionnement adapté pour la livraison.

4. bis État des Appareils : Si vous recevez un appareil avec un défaut d'aspect, nous pourrions soit vous proposer un dédomagement, soit vous proposer une livraison d'un autre appareil s'il y a du stock sur la liste OUTLET, S'il n'y a pas de stock, nous vous rembourserons la commande de l'appareil

5. Garantie : Tous les appareils sont garantis 2 ans, avec la possibilité de souscrire à une extension de garantie allant jusqu'à 10 ans au total pour 429€ TTC.

6. Conditions de Livraison : La livraison est gratuite, sauf pour les MASTERCOOL l'installation des appareils n'est pas incluse. **Le délai est de +/- 12 jours**

L'installation d'une porte de lave vaisselle par un technicien Miele sera facturée 144 €.

Nous livrons gratuitement en France métropolitaine (hors îles, à l'exception de la Corse) et à Monaco.

7. Modes de Paiement : Le paiement peut être effectué par virement bancaire, PayPal ou lien de paiement sécurisé.

8. Informations à Fournir : Pour toute commande, merci de nous fournir vos informations complètes de facturation et de livraison :

Nom, Prénom ou Dénomination Sociale, adresse complète, et numéro de téléphone pour les livreurs.

9. Changement d'Avis : En cas de changement d'avis après la livraison, un forfait de 90 € sera facturé pour la reprise de l'appareil.

Mise à jour du 6 Mars 2026 🌸

Article	Type de produit	Référence Produit	Fiche produit	Stock	Prix catalogue	Eco Part	Remise	Prix Outlet
07241210	Repasseuses	B 995 D F		5	2 261,23 €	2,23 €	25%	1 695,92 €
Aspirateurs								
12033960	Aspirateurs sans sac	Blizzard CX1 Parquet Bleu turquin CE		1	460,74 €	1,74 €	25%	345,56 €
12034020	Aspirateurs sans sac	Blizzard CX1 Parquet XL Gris graphiteCE		1	480,74 €	1,74 €	25%	360,56 €
12033930	Aspirateurs sans sac	Blizzard CX1 Red Rouge mangue CE		2	400,74 €	1,74 €	25%	300,56 €
12433910	Aspirateurs sans sac	Boost CX1 125 Edition Blanc CE		3	371,73 €	1,74 €	30%	260,21 €
11850040	Aspirateurs sans sac	Boost CX1 Allergy Gris cachemire CE		1	350,74 €	1,74 €	25%	263,06 €
11602450	Aspirateurs sans sac	Boost CX1 Blanc CE		2	300,74 €	1,74 €	25%	225,56 €

11602500	Aspirateurs sans sac	Boost CX1 Gris graphite CE		4	300,74 €	1,74 €	25%	225,56 €
11602400	Aspirateurs sans sac	Boost CX1 Parquet Blanc CE		3	360,74 €	1,74 €	25%	270,56 €
12034790	Aspirateurs avec sac	Complete C2 Parquet XL Gris graphite CE		1	342,93 €	2,94 €	30%	240,05 €
12558920	Aspirateurs avec sac	Guard L1 Allergy Blanc brillant CE		1	410,74 €	1,74 €	25%	308,06 €
12558870	Aspirateurs avec sac	Guard L1 Bleu Nordique CE		1	360,74 €	1,74 €	25%	270,56 €
12558940	Aspirateurs avec sac	Guard L1 Cat & Dog Flex Noir obsidieCE		1	470,74 €	1,74 €	25%	353,06 €
12559010	Aspirateurs avec sac	Guard L1 Parquet XL Blanc brillant CE		1	440,74 €	1,74 €	25%	330,56 €
12851720	Aspirateurs avec sac	Guard L1 Red Pulse Rubis CE		3	380,74 €	1,74 €	25%	285,56 €
12560330	Aspirateurs avec sac	Guard M1 Cat & Dog Flex Noir obsidieCE		5	411,94 €	2,94 €	25%	308,96 €
12560320	Aspirateurs avec sac	Guard M1 Parquet Flex Blanc brillant CE		1	437,94 €	2,94 €	25%	328,46 €
12558440	Aspirateurs avec sac	Guard S1 Jaune Ambré CE		1	240,74 €	1,74 €	25%	180,56 €
12558410	Aspirateurs avec sac	Guard S1 Noir obsidien CE		1	260,74 €	1,74 €	25%	195,56 €
12558460	Aspirateurs avec sac	Guard S1 Parquet XL Blanc brillant CE		1	346,74 €	1,74 €	25%	260,06 €
12377660	Aspirateur-balai (sans fil)	Duoflex HX1 Bleu Nordique EU1		3	381,24 €	2,24 €	25%	285,93 €
12532820	Aspirateur-balai (sans fil)	Duoflex HX1 CarCare Gris Acier EU1		1	411,24 €	2,24 €	25%	308,43 €
12377730	Aspirateur-balai (sans fil)	Duoflex HX1 Extra Blanc brillant EU1		1	411,24 €	2,24 €	25%	308,43 €
12377670	Aspirateur-balai (sans fil)	Duoflex HX1 Jaune Ambré EU1		1	381,24 €	2,24 €	25%	285,93 €
12181430	Aspirateur-balai	Triflex HX1 Flash Gris graphite EU1		1	571,24 €	2,24 €	30%	399,87 €

Gros déstockage sur les sacs d'aspirateurs!



11476550

PACK XL GN ou FJM
8 sacs
+ Brosse SUB 20
Prix catalogue : 66,99 €

Pour éviter toute erreur, veuillez vérifier la couleur du support de sacs :
bleu ou rouge



11476580

PRIX OUTLET :
29, 99 €

Dans la limite des stocks disponibles

Hottes								
10546740	Hottes aspir. prêtes à enc. et à enc.	DA 1200 inox F		2	733,68 €	4,68 €	25%	550,26 €
10861640	Groupes filtrants	DA 2628 Inox F		1	2 773,68 €	4,68 €	25%	2 080,26 €
11392240	Groupes filtrants	DA 2698 ED EXTA D		3	2 423,68 €	4,68 €	30%	1 696,58 €

11392150	Hotte de plafond	DA 2808 ED EXTA D		1	2 554,00 €	4,68 €	40%	1 532,40 €
12006280	Hottes télescopiques Slimline	DAS 2620 Inox F		1	633,68 €	4,68 €	25%	475,26 €
11862380	Hottes télescopiques Slimline	DAS 2620-60 ED EXTA D		1	603,68 €	4,68 €	30%	422,58 €
11862390	Hottes télescopiques Slimline	DAS 2920 EXTA Inox D		1	703,68 €	4,68 €	30%	492,58 €
10396280	Hottes décor Islande	PUR 98 D inox F		2	2 063,68 €	4,68 €	25%	1 547,76 €
Plaques de cuisson								
10686600	Dominos électriques/induction	CS 7612 FL F		2	1 953,68 €	4,68 €	25%	1 465,26 €
10686630	Dominos Tepan Yaki	CS 7632 FL F		2	3 200,20 €	1,20 €	25%	2 400,15 €
11126350	Tables de cuisson induction	KM 7164 FR Inox F		2	1 753,68 €	4,68 €	30%	1 227,58 €
12425220	Tables de cuisson induction	KM 7373 FL Noir F		1	1 553,68 €	4,68 €	25%	1 165,26 €
11126630	Tables de cuisson induction	KM 7575 FR Inox F		2	2 803,68 €	4,68 €	30%	1 962,58 €
11126670	Tables de cuisson induction	KM 7594 FL Noir F		1	3 003,68 €	4,68 €	30%	2 102,58 €
11512240	Tables de cuisson induction	KM 7679 FR Inox F		1	3 003,68 €	4,68 €	30%	2 102,58 €
11126780	Tables de cuisson induction	KM 7697 FL Noir F		1	3 853,68 €	4,68 €	30%	2 697,58 €
12524630	Table cuisson avec hotte intégrée	KMDA 7676 FL-A BlackPerfection Noir F		3	3 703,68 €	4,68 €	25%	2 777,76 €
12524620	Table cuisson avec hotte intégrée	KMDA 7676 FL-U BlackPerfection Noir F		1	3 703,68 €	4,68 €	25%	2 777,76 €
12528280	Table cuisson avec hotte intégrée	KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed Noir mat F		1	4 003,68 €	4,68 €	25%	3 002,76 €
Fours								
11099690	Four vapeur 45 cm, basse pression	DG 2840 Inox antitraces F		1	1 713,64 €	14,64 €	25%	1 285,23 €
11100480	Four vapeur 45 cm, basse pression	DG 7440 Gris graphite F		1	2 513,64 €	14,64 €	30%	1 759,55 €
11100490	Four vapeur 45 cm, basse pression	DG 7440 Inox antitraces F		1	2 413,64 €	14,64 €	25%	1 810,23 €
11100470	Four vapeur 45 cm, basse pression	DG 7440 Noir obsidien F		1	2 613,64 €	14,64 €	25%	1 960,23 €
12093620	Four vapeur 45 cm, combiné avec four	DGC 7340 HC Pro Inox antitraces F		1	3 213,64 €	14,64 €	40%	1 928,18 €
12094130	Four vapeur 45 cm, combiné avec four	DGC 7445 HCX Pro Blanc brillant F		1	3 609,00 €	14,64 €	40%	2 165,40 €
12094530	Four vapeur 45 cm, combiné avec four	DGC 7640 HC Pro Noir obsidien F		1	4 313,64 €	14,64 €	25%	3 235,23 €
12095030	Four vapeur 45 cm, combiné avec four	DGC 7840 HC Pro Gris graphite F		1	5 013,64 €	14,64 €	25%	3 760,23 €
11100810	Four vapeur 45 cm, combiné micro-ondes	DGM 7440 Gris graphite F		1	3 013,64 €	14,64 €	30%	2 109,55 €
11100850	Four vapeur 45 cm, combiné micro-ondes	DGM 7640 Gris graphite F		1	4 113,64 €	14,64 €	30%	2 879,55 €
11100840	Four vapeur 45 cm, combiné micro-ondes	DGM 7640 Noir obsidien F		1	4 213,64 €	14,64 €	25%	3 160,23 €
11708770	Four vapeur 45 cm, combiné micro-ondes	DGM 7645 Inox antitraces BNE		1	4 113,64 €	14,64 €	40%	2 468,18 €
11108350	Fours compacts avec micro-ondes 60 p.	H 7140 BM Inox antitraces F		1	2 113,64 €	14,64 €	25%	1 585,23 €
11108400	Fours compacts avec micro-ondes 60 p.	H 7240 BM Inox antitraces F		2	2 113,64 €	14,64 €	25%	1 585,23 €
11108730	Fours compacts avec micro-ondes 60 p.	H 7640 BM Noir obsidien F		1	3 313,64 €	14,64 €	25%	2 485,23 €
12305190	Fours compacts avec micro-ondes 60 p.	H 7840 BMX 125 Gala Ed Noir mat obsidF		1	3 913,64 €	14,64 €	25%	2 935,23 €
12647480	Fours compacts avec micro-ondes 60 p.	H 7840 BMX Beige perle EU3		1	3 813,64 €	14,64 €	25%	2 860,23 €
11108440	Fours compacts sans micro-ondes	H 7244 BP Inox antitraces F		1	2 293,64 €	14,64 €	25%	1 720,23 €
11108840	Fours compacts sans micro-ondes	H 7840 BP Inox antitraces F		1	4 463,64 €	14,64 €	25%	3 347,73 €
11108920	Fours compacts sans micro-ondes	H 7840 BPX Gris graphite F		1	4 513,64 €	14,64 €	30%	3 159,55 €
11233730	Four Dialog	DO 7860 Gris F		1	10 013,64 €	14,64 €	30%	7 009,55 €

11233740	Four Dialog	DO 7860 Inox anti-traces F		1	10 013,64 €	14,64 €	30%	7 009,55 €
11819040	Four vapeur 60 cm comb., cavité émail	DGC 7450 Inox antitraces F		1	2 413,64 €	14,64 €	25%	1 810,23 €
11100070	Micro-ondes encastrable, niche 35 cm	M 2224 SC Noir obsidien F		6	1 052,80 €	3,80 €	25%	789,60 €
Tiroirs culinaires								
12651490	Tiroirs chauffants / rangement	ESW 7010 Beige perle EU3		1	1 383,68 €	4,68 €	25%	1 037,76 €
11095410	Tiroirs chauffants / rangement	ESW 7010 Gris graphite F		1	1 383,68 €	4,68 €	25%	1 037,76 €
11095400	Tiroirs chauffants / rangement	ESW 7010 Noir obsidien F		2	1 383,68 €	4,68 €	25%	1 037,76 €
11293680	Tiroirs chauffants / rangement	ESW 7030 Gris graphite F		1	1 533,68 €	4,68 €	30%	1 073,58 €
11293670	Tiroirs chauffants / rangement	ESW 7030 Noir obsidien F		1	1 583,68 €	4,68 €	25%	1 187,76 €
12686520	Tiroir de mise sous vide	EVS 7010 Beige perle EU3		1	3 099,36 €	0,36 €	25%	2 324,52 €
11095670	Tiroir de mise sous vide	EVS 7010 Gris graphite F		1	3 099,36 €	0,36 €	25%	2 324,52 €
Lave-vaisselles								
12598320	Lave-vaisselles posables 60 cm	G 7132 SC Blanc BM		2	1 314,42 €	15,42 €	25%	985,82 €
12169400	Lave-vaisselle intégrable 60 cm	G 5110 i Active Inox antitraces F		1	1 164,42 €	15,42 €	30%	815,09 €
12169410	Lave-vaisselle intégrable 60 cm	G 5110 SCi Active Blanc brillant F		3	1 114,42 €	15,42 €	40%	668,65 €
12652660	Lave-vaisselle intégrable 60 cm	G 5410 SCi Active Plus Blanc brillantF		1	1 364,42 €	15,42 €	40%	818,65 €
Réfrigérateurs et congélateurs								
12449050	Congélateurs encastrables <= 88 cm	FNS 7140 C RE EU1		1	1 773,68 €	14,68 €	25%	1 330,26 €
12361980	Congélateurs encastrables > 88 cm	FNS 7740 D LI EU1		1	2 673,24 €	24,24 €	25%	2 004,93 €
12443620	Congélateurs encastrables > 88 cm	FNS 7774 D LI EU1		1	3 343,24 €	24,24 €	25%	2 507,43 €
12364410	Réfrigérateurs encastrables	K 31252 Ui-1 EU1		1	1 673,24 €	24,24 €	40%	1 003,94 €
11641100	Réfrigérateurs intégrables > 88 cm	K 7364 D RE EU1		1	1 997,00 €	24,24 €	40%	1 198,20 €
09014840	Réfrigérateurs encastrables	K5122Ui D		1	1 389,00 €	14,68 €	40%	833,40 €
12519110	Réfrigérateurs encastrables	KU 7015 D EU1		2	1 723,68 €	14,68 €	25%	1 292,76 €
12445210	Combinés intégrables	KFN 7795 C RE EU1		1	3 873,24 €	24,24 €	25%	2 904,93 €
11990710	Combinés intégrables	KDN 7724 E Active EU1		2	1 493,24 €	24,24 €	25%	1 119,93 €
12336010	Congélateurs ds bas, combiné à poser	KFN 4395 CD ws EU1		1	1 383,24 €	24,24 €	25%	1 037,43 €
11954070	Congélateurs ds bas, combiné à poser	KFN 4796 CD edt/cs EU1		4	1 919,20 €	30,20 €	25%	1 439,40 €
12431110	Réfrigérateurs à poser > 90 cm	KS 4783 DD EU1		1	1 483,24 €	24,24 €	30%	1 038,27 €
Caves à vin								
12156840	Armoires de mise à température à poser	KWT 4995 F sw EU1		1	6 749,20 €	30,20 €	25%	5 061,90 €
12497000	Armoires de mise à température intégrabl	KWT 6322 UG-1 EU1		1	4 323,24 €	24,24 €	40%	2 593,94 €
12615910	Caves à vin intégrables	KWT 6422 iG-1 pb RE EU1		1	4 173,24 €	24,24 €	25%	3 129,93 €
12364280	Caves à vin intégrables	KWT 6422 iG-1 SW RE EU1		1	4 173,24 €	24,24 €	25%	3 129,93 €
12364320	Caves à vin intégrables	KWT 6722 iS-1 RE EU1		1	5 199,20 €	30,20 €	25%	3 899,40 €
11186570	Caves à vin intégrables	KWT 7112 iG GR EU1		1	3 413,68 €	14,68 €	25%	2 560,26 €

Chères clientes, chers clients,
Nous avons reçu quelques pièces de machine à laver en provenance de Belgique.
Elles ont la particularité d'avoir le bandeau de commande en 2 langues distinctes : Français et Flamand.
Photo ci-dessous.
Elle est proposée à 999 € au lieu de 1359 € prix catalogue.
Fiche technique
Merci pour votre attention.
L'équipe Outlet

