



Pour nous contacter : outlet@miele.fr

Nous vous remercions de votre intérêt pour notre sélection d'appareils OUTLET MIELE. Voici quelques informations importantes concernant notre offre :

1. Magasins Distincts :

Liste OUTLET : Ce magasin propose des appareils exclusivement en ligne. Pour toute commande ou question, veuillez nous contacter à l'adresse outlet@miele.fr.

Magasin d'USINE : Situé au Blanc Mesnil, ce magasin vend des appareils uniquement sur place **non présent sur la liste ci-dessous.**

2. Disponibilité et Réponse : Notre équipe OUTLET s'engage à répondre rapidement à toutes vos demandes d'information et à confirmer la disponibilité des produits.

3. Mise à Jour de la Liste : Bien que nous fassions de notre mieux pour maintenir cette liste à jour, certains produits peuvent ne plus être disponibles au moment de votre demande.

4. État des Appareils : Les appareils proposés sur cette liste sont neufs, sans défauts, mais sans emballage d'origine. Ils bénéficient d'un reconditionnement adapté pour la livraison.

4. bis État des Appareils : Si vous recevez un appareil avec un défaut d'aspect, nous pourrions soit vous proposer un dédomagement, soit vous proposer une livraison d'un autre appareil s'il y a du stock sur la liste OUTLET, S'il n'y a pas de stock, nous vous rembourserons la commande de l'appareil

5. Garantie : Tous les appareils sont garantis 2 ans, avec la possibilité de souscrire à une extension de garantie allant jusqu'à 10 ans au total pour 429€ TTC.

6. Conditions de Livraison : La livraison est gratuite, sauf pour les MASTERCOOL l'installation des appareils n'est pas incluse. **Le délai est de +/- 12 jours**

L'installation d'une porte de lave vaisselle par un technicien Miele sera facturée 144 €.

Nous livrons gratuitement en France métropolitaine (hors îles, à l'exception de la Corse) et à Monaco.

7. Modes de Paiement : Le paiement peut être effectué par virement bancaire, PayPal ou lien de paiement sécurisé.

8. Informations à Fournir : Pour toute commande, merci de nous fournir vos informations complètes de facturation et de livraison :

Nom, Prénom ou Dénomination Sociale, adresse complète, et numéro de téléphone pour les livreurs.

9. Changement d'Avis : En cas de changement d'avis après la livraison, un forfait de 90 € sera facturé pour la reprise de l'appareil.

Mise à jour du 1er octobre 2026 📅

Article	Type de produit	Référence Produit	Fiche produit	Stock	Prix catalogue	Eco Part	Remise	Prix Outlet
7241210	Repasseuses	B 995 D F		5	2 261,23 €	2,23	25%	1 696,48 €
Aspirateurs								
12034030	Aspirateurs sans sac	Blizzard CX1 Comfort XL Blanc CE		1	570,74 €	1,74	25%	428,49 €
12433910	Aspirateurs sans sac	Boost CX1 125 Edition Blanc CE		2	371,73 €	1,74	30%	260,73 €
11850040	Aspirateurs sans sac	Boost CX1 Allergy Gris cachemire CE		2	350,74 €	1,74	25%	263,49 €
11602450	Aspirateurs sans sac	Boost CX1 Blanc CE		2	300,74 €	1,74	25%	225,99 €
11602500	Aspirateurs sans sac	Boost CX1 Gris graphite CE		6	300,74 €	1,74	25%	225,99 €
11602470	Aspirateurs sans sac	Boost CX1 Noir obsidien CE		2	310,74 €	1,74	25%	233,49 €

11602400	Aspirateurs sans sac	Boost CX1 Parquet Blanc CE		3	360,74 €	1,74	25%	270,99 €
12558970	Aspirateurs avec sac	Guard L1 All Floor Noir obsidien CE		1	430,74 €	1,74	25%	323,49 €
12558920	Aspirateurs avec sac	Guard L1 Allergy Blanc brillant CE		1	410,74 €	1,74	25%	308,49 €
12558870	Aspirateurs avec sac	Guard L1 Bleu Nordique CE		2	360,74 €	1,74	25%	270,99 €
12851720	Aspirateurs avec sac	Guard L1 Red Pulse Rubis BM		5	380,74 €	1,74	25%	285,99 €
12558940	Aspirateurs avec sac	Guard L1 Cat & Dog Flex Noir obsidieCE		1	470,74 €	1,74	25%	353,49 €
12739750	Aspirateurs avec sac	Guard M1 CE		1	311,94 €	2,94	25%	234,69 €
12560340	Aspirateurs avec sac	Guard M1 Parquet XL Blanc brillant CE		3	421,94 €	2,94	25%	317,19 €
12654130	Aspirateurs avec sac	Guard M1 Rouge Ocre CE		1	301,94 €	2,94	25%	227,19 €
12654150	Aspirateurs avec sac	Guard M1 Standard Flex Bleu Nordique CE		4	301,94 €	2,94	25%	227,19 €
12558430	Aspirateurs avec sac	Guard S1 Bleu Nordique CE		4	240,74 €	1,74	25%	180,99 €
12558410	Aspirateurs avec sac	Guard S1 Noir obsidien CE		1	260,74 €	1,74	25%	195,99 €
12558450	Aspirateurs avec sac	Guard S1 Parquet Flex Blanc brillant CE		2	300,74 €	1,74	25%	225,99 €
12377660	Aspirateur-balai	Duoflex HX1 Bleu Nordique EU1		3	381,24 €	2,24	25%	286,49 €
12532820	Aspirateur-balai	Duoflex HX1 CarCare Gris Acier EU1		3	411,24 €	2,24	25%	308,99 €
12377730	Aspirateur-balai	Duoflex HX1 Extra Blanc brillant EU1		1	411,24 €	2,24	25%	308,99 €
12377670	Aspirateur-balai	Duoflex HX1 Jaune Ambré EU1		2	381,24 €	2,24	25%	286,49 €
12377740	Aspirateur-balai	Duoflex HX1 Total Care Noir obsidien EU1		1	511,24 €	2,24	25%	383,99 €
11805960	Aspirateur-balai	Triflex HX1 Blanc BM		5	511,24 €	2,24	30%	358,54 €
11805980	Aspirateur-balai	Triflex HX1 Gris graphite BM		4	511,24 €	2,24	30%	358,54 €
12181430	Aspirateur-balai	Triflex HX1 Flash Gris graphite BM		3	571,24 €	2,24	30%	400,54 €
11806030	Aspirateur-balai	Triflex HX2 Runner Noir obsidien EU1		1	811,24 €	2,24	30%	568,54 €
12887840	Aspirateur-balai	Triflex HX3 Blanc brillant EU1		3	601,24 €	2,24	25%	451,49 €
12887850	Aspirateur-balai	Triflex HX3 Cat & Dog Noir obsidiennEU1		3	701,24 €	2,24	25%	526,49 €
12887860	Aspirateur-balai	Triflex HX3 Hardfloor Gris acier EU1		1	651,24 €	2,24	25%	488,99 €
12887870	Aspirateur-balai	Triflex HX3 Plus Tit ane nacré EU1		2	801,24 €	2,24	25%	601,49 €
Hottes								
10546740	Hottes aspir. prêtes à enc. et à enc.	DA 1200 inox F		2	733,68 €	4,68	25%	551,43 €
10861640	Groupe filtrants	DA 2628 Inox F		1	2 773,68 €	4,68	25%	2 081,43 €
11392240	Groupe filtrants	DA 2698 ED EXTA D		5	2 423,68 €	4,68	30%	1 697,98 €
11392150	Hotte de plafond	DA 2808 ED EXTA D		1	2 554,00 €	4,68	40%	1 534,27 €
11862390	Hottes télescopiques Slimline	DAS 2920 EXTA Inox D		2	703,68 €	4,68	30%	493,98 €
12535030	Hottes télescopiques Slimline	DAS 4920 Noir mat BM		4	1 023,68 €	4,68	25%	768,93 €
12568600	Hottes murales à décor	DAH 2660 Escala Noir obsidien BM		1	1 353,68 €	4,68	25%	1 016,43 €
12568650	Hottes murales à décor	DAH 4970 Sienna Noir obsidien BM		1	2 063,68 €	4,68	25%	1 548,93 €
12533990	Hottes murales à décor	DAH 2960 SW EXT A BM		1	1 293,68 €	4,68	30%	906,98 €
10396280	Hottes décor Islande	PUR 98 D inox F		2	2 063,68 €	4,68	30%	1 445,98 €
Fours 45 cm								
11099690	Four vapeur 45 cm, basse pression	DG 2840 Inox antitraces F		1	1 713,64 €	14,64	25%	1 288,89 €
11100480	Four vapeur 45 cm, basse pression	DG 7440 Gris graphite F		1	2 513,64 €	14,64	40%	1 514,04 €

11100490	Four vapeur 45 cm, basse pression	DG 7440 Inox antitraces F		1	2 413,64 €	14,64	25%	1 813,89 €
12093770	Four vapeur 45 cm, combiné avec four	DGC 7440 HCX Pro Noir obsidien BM		3	3 513,64 €	14,64	30%	2 463,94 €
12094120	Four vapeur 45 cm, combiné avec four	DGC 7445 HC Pro Inox antitraces BM		1	3 513,64 €	14,64	30%	2 463,94 €
12094530	Four vapeur 45 cm, combiné avec four	DGC 7640 HC Pro Noir obsidien F		1	4 313,64 €	14,64	25%	3 238,89 €
12095030	Four vapeur 45 cm, combiné avec four	DGC 7840 HC Pro Gris graphite F		1	5 013,64 €	14,64	30%	3 513,94 €
12095020	Four vapeur 45 cm, combiné avec four	DGC 7840 HC Pro Noir obsidien F		1	5 013,64 €	14,64	25%	3 763,89 €
12095130	Four vapeur 45 cm, combiné avec four	DGC 7845 HCX Pro Noir obsidien F		1	5 213,64 €	14,64	25%	3 913,89 €
11100810	Four vapeur 45 cm, combiné micro-ondes	DGM 7440 Gris graphite F		1	3 013,64 €	14,64	30%	2 113,94 €
11100820	Four vapeur 45 cm, combiné micro-ondes	DGM 7440 Inox antitraces F		1	2 913,64 €	14,64	25%	2 188,89 €
11100850	Four vapeur 45 cm, combiné micro-ondes	DGM 7640 Gris graphite F		1	4 113,64 €	14,64	40%	2 474,04 €
11100840	Four vapeur 45 cm, combiné micro-ondes	DGM 7640 Noir obsidien F		1	4 213,64 €	14,64	30%	2 953,94 €
11708770	Four vapeur 45 cm, combiné micro-ondes	DGM 7645 Inox antitraces BNE		1	4 113,64 €	14,64	40%	2 474,04 €
11100940	Four vapeur 45 cm, combiné micro-ondes	DGM 7840 Inox antitraces F		1	4 913,64 €	14,64	30%	3 443,94 €
11100980	Four vapeur 45 cm, combiné micro-ondes	DGM 7845 Inox antitraces BM		2	5 013,64 €	14,64	25%	3 763,89 €
11108350	Fours compacts avec micro-ondes 60 p.	H 7140 BM Inox antitraces F		1	2 113,64 €	14,64	25%	1 588,89 €
11108440	Fours compacts sans micro-ondes	H 7244 BP Inox antitraces F		1	2 293,64 €	14,64	25%	1 723,89 €
12305180	Fours compacts sans micro-ondes	H 7840 BPX 125 Gala Ed Noir mat obsidBM		1	4 613,64 €	14,64	25%	3 463,89 €
12305190	Fours compacts avec micro-ondes 60 p.	H 7840 BMX 125 Gala Ed Noir mat obsidF		1	3 913,64 €	14,64	25%	2 938,89 €
12647480	Fours compacts avec micro-ondes 60 p.	H 7840 BMX Beige perle EU3		1	3 813,64 €	14,64	25%	2 863,89 €
12647470	Fours compacts sans micro-ondes	H 7840 BPX Beige perle EU3		1	4 663,64 €	14,64	25%	3 501,39 €
Micro-Ondes								
11100070	Micro-ondes encastrable, niche 35 cm	M 2224 SC Noir obsidien F		4	1 052,80 €	3,8	25%	790,55 €
11100110	Micro-ondes encastrable, niche 45 cm	M 2240 SC Noir obsidien F		3	1 152,80 €	3,8	25%	865,55 €
Fours 60 cm								
11233730	Four Dialog	DO 7860 Gris F		1	10 013,64 €	14,64	40%	6 014,04 €
11233740	Four Dialog	DO 7860 Inox anti-traces F		1	10 013,64 €	14,64	40%	6 014,04 €
11108970	Fours encastrables <= 60 cm	H 7860 BP Noir obsidien F		1	4 763,64 €	14,64	25%	3 576,39 €
Tiroirs culinaires								
12305610	Tiroirs chauffants / rangement	ESW 7010 125 Gala Ed Noir mat obsid. F		1	1 433,68 €	4,68	25%	1 076,43 €
12651490	Tiroirs chauffants / rangement	ESW 7010 Beige perle EU3		1	1 383,68 €	4,68	25%	1 038,93 €
11095410	Tiroirs chauffants / rangement	ESW 7010 Gris graphite F		1	1 383,68 €	4,68	40%	832,08 €
12651500	Tiroirs chauffants / rangement	ESW 7020 Beige perle EU3		1	1 483,68 €	4,68	25%	1 113,93 €
Réfrigérateurs et congélateurs pose libre								
11952970	Congélateurs armoire	FN 4342 E BM		5	1 123,24 €	24,24	30%	793,54 €
12430800	Réfrigérateurs à poser > 90 cm	K 4373 DD ws EU1		2	1 083,24 €	24,24	25%	818,49 €
11949670	Réfrigérateurs à poser > 90 cm	KS 4887 DD edt/cs EU1		2	2 253,24 €	24,24	25%	1 695,99 €
Réfrigérateurs et congélateurs encastrables								
12449050	Congélateurs encastrables <= 88 cm	FNS 7140 C RE EU1		1	1 773,68 €	14,68	25%	1 333,93 €

12443480	Congélateurs encastrables > 88 cm	FNS 7710 E EU1		1	2 923,24 €	24,24	25%	2 198,49 €
11643220	Congélateurs encastrables > 88 cm	FNS 7770 E LI BM		5	2 841,24 €	24,24	30%	1 996,14 €
12270670	Réfrigérateurs intégrables > 88 cm	K 7325 E EU1		1	1 163,68 €	14,68	25%	876,43 €
12444430	Réfrigérateurs intégrables > 88 cm	K 7737 D RE EU1		1	1 803,24 €	24,24	25%	1 358,49 €
12819520	Réfrigérateurs intégrables > 88 cm	K 7778 B EU1		1	3 133,24 €	24,24	25%	2 355,99 €
12444970	Réfrigérateurs intégrables > 88 cm	K 7797 C R ActiveDoor EU1		1	4 163,24 €	24,24	25%	3 128,49 €
11990700	Combinés intégrables	KD 7724 E Active EU1		1	1 383,24 €	24,24	25%	1 043,49 €
11641980	Combinés intégrables	KF 7731 E EU1		1	1 691,24 €	24,24	30%	1 191,14 €
12445040	Combinés intégrables	KF 7742 B EU1		1	2 513,24 €	24,24	25%	1 890,99 €
11641120	Réfrigérateurs intégrables > 88 cm	K 7343 D RE BM		3	1 541,24 €	24,24	30%	1 086,14 €
11641170	Réfrigérateurs intégrables > 88 cm	K 7373 B RE BM		1	2 581,24 €	24,24	25%	1 941,99 €
11641360	Réfrigérateurs intégrables > 88 cm	K 7474 D RE BM		2	2 547,00 €	24,24	25%	1 916,31 €
12819480	Combinés intégrables	KFN 7734 B RE EU1		1	2 413,24 €	24,24	25%	1 815,99 €
12444870	Réfrigérateurs intégrables > 88 cm	K 7768 D BM		2	2 623,24 €	24,24	30%	1 843,54 €
12519110	Réfrigérateurs encastrables	KU 7015 D EU1		3	1 723,68 €	14,68	25%	1 296,43 €
12519090	Réfrigérateurs encastrables	KU 7016 D EU1		1	1 773,68 €	14,68	25%	1 333,93 €
12519130	Réfrigérateurs encastrables	KU 7035 D EU1		2	1 993,68 €	14,68	25%	1 498,93 €
12519370	Réfrigérateurs encastrables	KU 7175 D EU1		1	2 629,20 €	24,24	25%	1 977,96 €
Plaques de cuisson								
10889580	Tables de cuisson Vitrocéramique	KM 6520 FL Noir F		1	953,68 €	4,68	25%	716,43 €
12060490	Tables de cuisson Vitrocéramique	KM 6521 FR Inox F		1	1 053,68 €	4,68	25%	791,43 €
11126530	Tables de cuisson induction	KM 7465 FR Inox F		1	1 753,68 €	4,68	25%	1 316,43 €
11126630	Tables de cuisson induction	KM 7575 FR Inox F		1	2 803,68 €	4,68	25%	2 103,93 €
11126670	Tables de cuisson induction	KM 7594 FL Noir F		1	3 003,68 €	4,68	30%	2 103,98 €
12263230	Table cuisson avec hotte intégrée	KMDA 7272 FR-U Silence Inox F		1	3 003,68 €	4,68	30%	2 103,98 €
Lave-Vaisselle								
12169290	Lave-vaisselles posables 60 cm	G 5110 Active Blanc brillant BM		3	1 015,41 €	15,42	25%	765,41 €
12169390	Lave-vaisselle intégrable 60 cm	G 5110 i Active Blanc brillant BM		1	1 057,00 €	15,42	25%	796,61 €
12169420	Lave-vaisselle intégrable 60 cm	G 5110 SCi Active Inox antitraces BM		1	1 214,42 €	15,42	25%	914,67 €
12428140	Lave-vaisselle intégrable 60 cm	G 7130 SCi AutoDos Blanc brillant BM		3	1 764,42 €	15,42	25%	1 327,17 €
12428150	Lave-vaisselle intégrable 60 cm	G 7130 SCi AutoDos Inox antitraces BM		3	1 864,42 €	15,42	25%	1 402,17 €
12428320	Lave-vaisselle tout intégrable 60 cm	G 7260 SCVi Inox BM		3	1 614,42 €	15,42	25%	1 214,67 €
12428330	Lave-vaisselle tout intégrable 60 cm	G 7265 SCVi XXL Inox BM		5	1 714,42 €	15,42	25%	1 289,67 €
12470140	Lave-vaisselle tout intégrable 60 cm	G7797 SCVi XXL AD 125 Gala Ed. Noir oBM		1	2 814,42 €	15,42	25%	2 114,67 €
Caves à vin								
12156930	Armoires de mise à température à poser	KWT 4584 E sw EU1		1	2 313,24 €	24,24	25%	1 740,99 €
12497000	Armoires de mise à température intégrabl	KWT 6322 UG-1 EU1		1	4 323,24 €	24,24	40%	2 603,64 €
12615910	Caves à vin intégrables	KWT 6422 iG-1 pb RE EU1		1	4 173,24 €	24,24	25%	3 135,99 €
12364280	Caves à vin intégrables	KWT 6422 iG-1 SW RE EU1		3	4 173,24 €	24,24	25%	3 135,99 €

12364310	Caves à vin intégrables	KWT 6722 iGS-1 SW RE EU1		1	5 199,20 €	30,2	25%	3 906,95 €
11186570	Caves à vin intégrables	KWT 7112 iG GR EU1		1	3 413,68 €	14,68	25%	2 563,93 €
12204800	Caves à vin intégrables	KWT 7112 iG obsw/matt EU1		1	3 413,68 €	14,68	25%	2 563,93 €
Soin du linge								
12440490	Lave-linge chargement frontal	WCB390 WCS 125 Edition BM		4	1 314,12 €	15,42	25%	989,45 €
11367890	Lave-linge chargement frontal	WSR863 WPS PWash &TDos &9kg BM		5	2 114,42 €	15,42	25%	1 589,67 €